

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRÍLOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

 ANMED PLUS, s.r.o.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16

Dátum vydania návodu: 13. júla 2022
v1-1 13/07/2022



AT51032

NÁVOD NA POUŽITIE SEDAČKA DO VANE



SK

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu zdravia, zraneniu alebo nehodám. Preto, aby ste výrobok používali bezpečne a úspešne, prečítajte si pozorne tento návod.

POUŽITIE

Sedačka do vane uľahčuje užívateľovi so zníženou pohyblivosťou používanie vane pri hygienických činnostiach.

Obsah balenia

- Sedačka do vane, návod na použitie.
- Návod na použitie je neoddeliteľnou súčasťou výrobku a mal by byť vždy po ruke.
- Informácie o produkte, ako napríklad názov modelu, nájdete na typovom štítku produktu.

Indikácia

Použitie sedačky do vane sa odporúča pri:

- Trvalá nestabilita a neistota
- Znížená funkčnosť nôh

Kontraindikácia

Sedadlo do vane by nemali používať ľudia, ktorí pri sedení nedokážu udržať rovnováhu.

UPOZORNENIA PRED POUŽITÍM

- Pred každým použitím kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, okamžite prestaňte výrobok používať a kontaktujte špecializovaného distribútora.
- Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu a teplu.
- Nestojte na sedačke do vane.
- Skontrolujte všetky diely, či nie sú poškodené pri preprave. Ak zistíte takéto poškodenie, výrobok NEPOUŽÍVAJTE.
- Pri používaní a manipulácii s výrobkom a pri montáži a nastavovaní mechanizmov môže hroziť riziko zachytenia a/alebo privretia častí tela užívateľa/obsluhy v otvoroch/medzerách medzi komponentmi. Tieto kroky sa musia vykonávať s mimoriadnou opatrnosťou. Po dokončení nastavenia stabilizujte polohu opatrným utiahnutím matic / skrutiek.
- Pri sedení a vstávaní vo vani hrozí pošmyknutie.
- Výrobok používajte vždy s pomocou opatrovateľa.

Montáž / použitie

- Montáž môže vykonávať jedna osoba, ale v prípade výraznej dysfunkcie môže pacient potrebovať pomoc tretej osoby. Inštalácia by sa mala vykonať v nasledujúcom poradí:
- Vložte prvky bočného rámu do rámu sedadla postupne z jednej a druhej strany.
- Pri vkladaní prvku bočného rámu ho zaistite medeným poistným kolíkom.
- Potom rovnakým spôsobom namontujte operadlo.
- Skontrolujte správnosť namontovaných prvkov a vhodnú šírku lavice. Rám sedačky musí mať takú šírku, aby zodpovedala šírke vane a protišmykové kryty majú mať plný kontakt s okrajom vane.

Pri používaní produktu dodržujte správnu postupnosť akcií. Sadnite si, uchopte okraje vane, jednu nohu priblížte k vani, potom ďalšiu a pokrčte nohy. Vstávanie z prístroja prebieha uchopením okrajov vane, vysunutím nôh, priblížením nohy k okraju vane a následne ďalšej za súčasnej rotácie trupu. Pacient by sa nemal presúvať zo sedačky do vnútra vane.

Vlastnosti produktu

- ľahká hliníková konštrukcia,
- dvojstupňové nastavenie šírky 83-78 cm,
- protišmykové čiapky zabraňujúce pohybu sedačky,
- sedadlo s otvormi pre ľahký odtok vody,
- operadlo pre lepšiu stabilitu užívateľa.

DOBA POUŽÍVANIA

Predpokladaná doba používania pri správnom používaní a v súlade s pokynmi obsiahnutými v tomto návode je 5 rokov.

Po konzultácii s lekárom alebo zdravotníckym pracovníkom môžete produkt používať aj dlhšie, ak je v perfektnom stave.

Čistenie a údržba

1. Rám čistite vodou a čistiacimi prostriedkami (vyhnite sa korozívnym látkam).
2. Sedadlo a operadlo vyčistite jemnými čistiacimi prostriedkami.
3. Pri čistení nedrhnite.
4. Ak sa výrobok nepoužíva, mal by sa skladovať v suchej miestnosti.
5. Pre zachovanie prevádzkových parametrov je mimoriadne dôležité udržiavať čistotu výrobku a spôsob skladovania.

POZNÁMKA: Vyhnite sa silným čistiacim prostriedkom, ako je alkohol, čpavok, rozpúšťadlá a tvrdé kefy.

Technické parametre:

vnútorná šírka 67 - 69 cm
celková šírka 83 - 78 cm
rozmer do hĺbky 18 cm
šírka sedadla 40 cm
hĺbka sedadla 23 cm
výška s operadlom 40 cm
hmotnosť: 1,92 kg
maximálna hmotnosť užívateľa 120 kg



TENTO SYMBOL OZNAČUJE MAXIMÁLNU HMOTNOSŤ UŽÍVATEĽA.

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania medicínskeho výrobku, môže byť zlikvidovaný ako bežný domový odpad s výnimkou elektrických výrobkov – postupujte podľa spôsobu likvidácie elektrických a elektronických zariadení.

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorým z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia,

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením

UPOZORNENIE: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním údržby, nedostatočným servisom alebo nedodržaním odporúčaní obsiahnutých v tomto návode.

POZNÁMKA: Pri nesprávnom používaní môže hroziť riziko prevrátenia. Dodržujte prosím pokyny pre nastupovanie/vystupovanie/premiestňovanie.