



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

MDR 01-INS-PL

PUBLIKACJA: 2022-06-01
WERSJA: 02

PRZEZNACZENIE/WSKAZANIE/DOCELOWY UŻYTKOWNIK

- Urządzenia usmierzają ból i pomagają w leczeniu skręceń, zwichnięć, urazów przeciężeniowych oraz niezborności stawu. Zapewniają układ i wspomagają uszkodzone obszary, utrzymując stawy w neutralnym położeniu. Zatrzymują również ciepło, łagodząc zrosty tkanek miękkich.
- Te wyroby są przeznaczone dla osób ze skręceniami, zwichnięciami, urazami przeciężeniowymi oraz niezbornością stawu kończyny dolnej.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Elastyczne materiały uciskowe stanowią wsparcie dla stawów i łagodzą dolegliwości związane ze skręceniem, zwichnięciem, urazem przeciężeniowym oraz niezbornością stawu. Główna powłoka materiału zatrzymuje również ciepło, co łagodzi zrosty tkanek miękkich.

KORZYŚCI KLINICZNE

Wyroby zapewniają podparcie i łagodzą ból związany z urazami w określonych obszarach. Przyczyniają się również do stabilizacji stawów.

INSTRUKCJE ZAKŁADANIA

• PRZEWODNIK PO ROZMIARACH:

KOSTKA

Dotyczy 203Z: Wybrać rozmiar na podstawie rozmiaru buta. Dotyczy 597, 787: Wybrać rozmiar na podstawie rozmiaru buta. (Zakładać na 1 lub 2 skarpetki sportowe.) Inne instrukcje: Zmierzyć obwód tuż powyżej kości skokowej.

KOLANO

Zmierzyć obwód wokół kolana na wysokości rzepki przy całkowicie wyprostowanym kolanie.

GOLEN

Dotyczy 204Z, 270Z, 957, SLU3301Z:

Zmierzyć obwód wokół środkowej części łydki przy całkowicie wyprostowanym kolanie.

Inne instrukcje:

Zmierzyć obwód wokół środkowej części podudzia w pozycji stojącej.

UDO

Dotyczy 627: Zmierzyć obwód wokół pasa.

Inne instrukcje: Zmierzyć obwód wokół środkowej części uda.

• Produkty LP SUPPORT są dostępne w wielu rozmiarach (rozmiar uniwersalny, XS, S, M, L, XL, 2XL/XXL, 3XL/XXXL).

• Produkt LP SUPPORT uwzględniają większość standardów dotyczących rozmiarów obuwia (rozmiar uniwersalny, USA, EURO, UK).

• Jednostka miary: mm, cm i cale ("").

• Przed założeniem skóra powinna być czysta i sucha.

Wyjąć produkt z opakowania i sprawdzić, czy wyrób jest przeznaczony na prawidłową stronę. Nosić ortezę zgodnie z instrukcjami i wyregulować zgodnie z potrzebami, aby zapewnić wygodne dopasowanie.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Unikać promieni słonecznych i/lub wystawienia na działanie nadmiernego ciepła lub wilgoci.

OSTRZEŻENIA/ŚRODKI OSTROŻNOŚCI/PRZECIWSKAZANIA

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do osobistego użytku.
- Nie używać produktu, jeśli załączone akcesoria, części lub sam produkt są uszkodzone.
- W razie wystąpienia wysypki lub podrażnienia należy zdjąć stabilizator i zaprzestać używania. Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Nie zaleca się noszenia produktu podczas snu.
- Poddane recyklingowi części produktu są oznaczone symbolem recyklingu. Pozostałości należy wyrzucić zgodnie z lokalnymi, regionalnymi lub krajowymi przepisami prawa i rozporządzeniami.
- Poważne incydenty związane z wyrobem należy zgłaszać do wytwórcy oraz do właściwego organu w państwie członkowskim, w którym użytkownik mieszka.

INSTRUKCJE PRANIA

Dotyczy 203Z/204Z:

Prac w zimnej wodzie (maksymalnie w temperaturze 40°C) z łagodnym detergentem. Dokładnie wypłukać. Suszyć na powietrzu w temperaturze pokojowej. Nie używać wybielaczy, nie suszyć w suszarkach bębnowych ani nie czyścić chemicznie.

Dotyczy SLU3301Z:

Prac w pralce w zimnej wodzie (maksymalnie w temperaturze 30°C), stosując łagodny cykl. Dokładnie wypłukać. Suszyć na powietrzu w temperaturze pokojowej. Nie używać wybielaczy, nie suszyć w suszarkach bębnowych ani nie czyścić chemicznie.

Inne instrukcje:

Prac ręcznie w zimnej wodzie z łagodnym detergentem. Dokładnie wypłukać. Suszyć na powietrzu w temperaturze pokojowej. Nie używać wybielaczy, nie suszyć w suszarkach bębnowych ani nie czyścić chemicznie.

LEGENDA DO OZNACZEŃ DOTYCZĄCYCH PRANIA



Wyłącznie pranie ręczne



Prac w pralce w niskiej temperaturze (maks. 30°C) łagodny cykl



Nie używać wybielaczy



Nie suszyć w suszarkach bębnowych



Nie prasować



Nie czyścić chemicznie

NÁVOD K POUŽITÍ

VDYDANÍ: 2022-06-01
VERZE: 02

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ / INDIKACE / ZAMÝŠLENÝ UŽIVATEL

- Prostředky tiší bolest a řeší namožení, podvrtnutí, zranění z přetažení a nesprávné vyrovnání kloubů. Poskytují kompresi a podporu zranění tím, že udržují klouby v neutrální poloze. Uchovávají také teplo, aby zmírnily adheze měkkých tkání.
- Tyto prostředky jsou určeny pro lidi, kteří utrpěli namožení, podvrtnutí, zranění z přetažení nebo nesprávné vyrovnání kloubů.

CHARAKTERISTICKÉ FUNKCE

Elastické kompresní materiály podepírají klouby a řeší namožení, podvrtnutí, zranění z přetažení a nesprávné vyrovnání kloubů. Primární povlak materiálu udržuje teplo, které uklidňuje adheze měkkých tkání.

KLINICKÉ VÝHODY

Prostředky zajišťují podporu a úlevu od bolesti u poranění vzniklých v příslušných oblastech. Rovněž mohou také pomoci stabilizovat klouby.

POKYNY PRO NOŠENÍ

• NÁVOD K MĚŘENÍ:

KOTNÍK

Pro 203Z: Zvolte si velikost podle své velikosti bot. Pro 597, 787: Zvolte si velikost podle své velikosti bot. (Použijte na 1 nebo 2 sportovní ponožky.) Ostatní výrobky: Změřte obvod těsně nad kostí kotníku.

KOLENO

Změřte obvod kolena na úrovni česky při plně nataženém kolenu.

HOLEŇ

Pro 204Z, 270Z, 957, SLU3301Z: Změřte obvod ve střední

části lýtky při plně nataženém kolenu.

Ostatní výrobky: Změřte obvod střední holeně ve stoji.

STEHENŇ

Pro 627: Změřte obvod okolo pasu.

Ostatní výrobky: Změřte obvod střední části stehna.

• Výrobky LP SUPPORT jsou v nabídce v široké škále velikostí (UNIVERZÁLNÍ VELIKOST, XS, S, M, L, XL, 2XL/XXL, 3XL/XXXL).

• Výrobky LP SUPPORT odpovídají většině standardních velikostí obuvi (UNIVERZÁLNÍ VELIKOST, USA, EURO, VB).

• Jednotka měření: mm, cm a palce ("").

• Před nošením musí být kůže čistá a suchá. Vyměte výrobek z obalu a zkontrolujte, zda je to prostředek pro správnou stranu. Podpěru noste podle pokynů a upravujte ji podle potřeby v zájmu pohodlného nasazení.

SKLADOVÁNÍ

Skládejte při pokojové teplotě. Chraňte před slunečním světlem a/nebo nevystavujte nadměrnému teplu nebo vlhkosti.

VAROVÁNÍ/PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ/KONTRAINDIKACE

- Tento výrobek je pouze pro osobní použití.
- Výrobek nepoužívejte, pokud vykazuje známky poškození, případně jsou patrné známky poškození připojeného příslušenství či komponent.
- Pokud se vyskytne vyrážka nebo podráždění, sejměte ortézu a přestaňte ji používat. Neprodleně se poradte s lékařem. Neodporujeme výrobek používat ve spánku.
- Recyklujte komponenty výrobku, které mají na sobě symboly recyklace. Zlikvidujte zbývající součásti v souladu s místními, regionálními nebo národními zákony a předpisy.
- Závažné incidenty, k nimž dojde v souvislosti s tímto výrobkem, je nutno hlásit výrobci a kompetentnímu orgánu členského státu, v němž uživatel bydlí.

POKYNY PRO PRÁNÍ

Pro 203Z/204Z:

Perte ve studené vodě (max. 40°C) s jemným mýdlem. Důkladně vymáchejte. Sušte na vzduchu při pokojové teplotě. Nebělte, nesušte v bubnové sušičce, nežehlete ani chemicky nečistěte.

Pro SLU3301Z:

Perte v pračce ve studené vodě (max. 30°C) s pracím cyklem pro jemné prádlo. Důkladně vymáchejte. Sušte na vzduchu při pokojové teplotě. Nebělte, nesušte v bubnové sušičce, nežehlete ani chemicky nečistěte.

Ostatní výrobky:

Perte v ruce ve studené vodě s jemným mýdlem. Důkladně vymáchejte. Sušte na vzduchu při pokojové teplotě. Nebělte, nesušte v bubnové sušičce, nežehlete ani chemicky nečistěte.

PRŮVODCE SYMBOLY PRO PRÁNÍ



Pouze ruční prání



Perte v pračce ve studené vodě (max. 30°C) Prací cyklus pro jemné prádlo



Nebělte



Nesušte v bubnové sušičce



Nežehlete



Chemicky nečistěte

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

VDYDANÍ: 2022-06-01
VERZIE: 02

ZAMÝŠLENÉ POUŽITIE/INDIKÁCIA/ZAMÝŠLENÝ POUŽÍVATEĽ

- Prostriedky zmierňujú bolesti a napravujú natiahnutia, vyvrtnutia, poškodenia v dôsledku preťaženia a chybné polohy kĺbov. Poskytujú kompresiu a podopierajú zranenia tým, že udržiavajú kĺby v neutrálnej polohe. Tiež udržiavajú teplo na zmierňovanie zrástov mäkkých tkanív.
- Tieto pomôcky sú určené pre osoby, u ktorých sa vyskytujú natiahnutia dolných končatín, vyvrtnutia, poškodenia v dôsledku preťaženia alebo chybné polohy kĺbov.

ÚČINNÉ VLASTNOSTI

Elastické kompresné materiály poskytujú oporu kĺbov a zmierňujú natiahnutia, podvrtnutia, poškodenia v dôsledku preťaženia a chybné polohy kĺbov. Primárna vrstva

materiálu udržiava teplo, čím poskytuje úľavu pre zrástov mäkkých tkanív.

KLINICKÉ VÝHODY

Zariadenia poskytujú oporu a úľavu od bolesti pri zraneniach v príslušných častiach tela. Zároveň pomáhajú stabilizovať kĺby.

POKYNY NA NOSENIE

• TABUĽKA VEĽKOSTÍ:

ČLENOK

Pre 203Z: Vyberte si veľkosť podľa veľkosti vašej topánky. Pre 597, 787: Vyberte si veľkosť podľa veľkosti vašej topánky. (Obuňte si 1 alebo 2 atletické ponožky.) Iné položky: Odmerajte obvod tesne nad členkovou kosťou.

KOLENO

Odmerajte obvod kolena pri jabĺčku s úplne vystretým kolonom.

HOĽENNÁ KOSŤ

Pre 204Z, 270Z, 957, SLU3301Z: Odmerajte okolo strednej časti lýtky s úplne vystretým kolonom. Iné položky: Odmerajte postojáčky okolo strednej časti holene.

STEHNA

Pre 627: Merajte okolo pásu.

- Iné položky: Odmerajte okolo strednej časti stehna.
- LP SUPPORT predstavuje výrobky v širokej škále veľkostí (JEDNA VEĽKOSŤ, XS, S, M, L, XL, 2XL/XXL, 3XL/XXXL).
- LP SUPPORT predstavuje výrobky, ktoré vyhovujú väčšine noriem veľkosti topánok (JEDNA VEĽKOSŤ, USA, EURO, SPOJENÉ KRÁJOVSŤVO).
- Merná jednotka: mm, cm a palce ("").
- Pred nasadením sa uistite, že je pokožka čistá a suchá. Vyberte výrobok z balenia a skontrolujte, či je zariadenie určené pre správnu stranu. Podľa pokynov si nasadte bandáž a podľa potreby ju upravte tak, aby pohodlne sedela.

SKLADOVANIE

Skládejte pri izbovej teplote. Vyhýbajte sa slnečnému svetlu a/alebo vystaveniu nadmernému teplu alebo vlhkosti.

VAROVANIE/OPATRENIE/KONTRAINDIKÁCIA

- Tento produkt je určený len na osobné použitie.
- Tento produkt nepoužívajte, ak sú pripojené príslušenstvo, komponenty alebo samotný produkt nejakým spôsobom poškodené.
- Ak sa vyskytne vyrážka alebo podráždenie, odstráňte podporu a prestaňte ju používať. Okamžite sa obráťte na lekára. Neodporúčame sa používať počas spánku.
- Recyklujte komponenty produktov, ktoré majú na sebe symbol recyklácie. Ostatné zlikvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi alebo národnými zákonmi a usmerneniami.
- Závažné incidenty, ktoré sa vyskytujú v súvislosti so zariadením, sa majú nahlásiť výrobcovi a príslušnému úradu členského štátu, v ktorom sídli používateľ.

POKYNY NA PRÁNIE

Pre 203Z/204Z:

Perte v studenej vode (max. 40°C) jemným pracím prostriedkom. Dôkladne opláchnite. Sušte na vzduchu pri izbovej teplote. Nebieľte, nesušte v sušičke, nežehlite ani nečistite chemicky.

Pre SLU3301Z:

Pranie v pračce v studenej vode (max. 30°C) programom na citlivú bielizeň. Dôkladne opláchnite. Sušte na vzduchu pri izbovej teplote. Nebieľte, nesušte v sušičke, nežehlite ani nečistite chemicky.

NÁVOD K PRACÍM SYMBOLOM



Iba pranie v ruke



Pranie v pračce, studená voda (max. 30°C) Program na citlivú bielizeň



Nebieľte



Nesušte v sušičke



Nežehlite



Nečistite chemicky

LP is a registered trademark of LA POINTEQUE INT'L LTD.
© LA POINTEQUE INT'L LTD. All rights reserved.

LA POINTEQUE INT'L LTD.
701 Fifth Ave, Suite 4200, Seattle, WA 98104, U.S.A.
www.lp-support.com

AUTHORISED REPRESENTATIVE: MT PROMEDT CONSULTING GMBH
ADDRESS: ALTENHOFSTRASSE 80, D-66386 ST. INGEBERT, GERMANY



Informácie zawarte w tej instrukcji odnoszą się do poniższych wyrobów medycznych:

Numer produktu	Nazwa produktu
KOLANO	
170XT	ORTEZA STAWU KOLANOWEGO 1.0
171XT	ORTEZA STAWU KOLANOWEGO 2.0
176XT	OPASKA NA STAW KOLANOWY Z MIEJSCOWYM UCISKIEM
272Z	OPASKA UCISKOWA NA NOGĘ
501CA	OCHRONIACZ STAWU KOLANOWEGO
510CP	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO
516CP	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO (BEZ OTWORU NA RZEPKĘ)
518CP	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO (Z OTWOREM NA RZEPKĘ)
533CA	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z TYLNYMI PASAMI WZMACNIACZYMI
558CA	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO
569CP	STABILIZATOR RZEPKI
579CA	STABILIZATOR PODTRZYMUJĄCY RZEPKĘ
581	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO
588CP	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO
601	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO (ROZMIAR DLA DOROSŁYCH)
606	OPASKA NA STAW KOLANOWY
631	FABRYKATOR STAWU KOLANOWEGO X
639	FABRYKATOR STAWU KOLANOWEGO
647	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO (Z OTWOREM NA RZEPKĘ)
647KM	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO
651	BANDAŻ ELASTYCZNY
667	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO
667KM	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO
706	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO (BEZ OTWORU NA RZEPKĘ)
706CA	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO
707	STANDARDOWY STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO (BEZ OTWORU NA RZEPKĘ)
708	STANDARDOWY STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO (Z OTWOREM NA RZEPKĘ)
708CA	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO
709	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO
710	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z ZAWIASAMI
710A	POLICENTRYCZNY STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO
719CA	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z SILIKONOWĄ WKŁADKĄ
720	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO (ZE PIONOWYMI WZMACNIACZYMI)
721	STABILIZATOR RZEPKI
733	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO ZE WZMACNIACZYMI
733CA	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO ZE WZMACNIACZYMI
733KM	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO ZE WZMACNIACZYMI
734	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO
756	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO BEZ OTWORU NA RZEPKĘ
756CA	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO BEZ OTWORU NA RZEPKĘ
756KM	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO BEZ OTWORU NA RZEPKĘ
758	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z OTWOREM NA RZEPKĘ
758CA	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z OTWOREM NA RZEPKĘ
758KM	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z OTWOREM NA RZEPKĘ
760	OPASKA NA RZEPKĘ
760KM	OPASKA NA RZEPKĘ
769	ORTEZA RZEPKI
781	OPASKA NA RZEPKĘ
782	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z OTWOREM NA RZEPKĘ (ZE WZMACNIACZYMI)
788	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z OTWOREM NA RZEPKĘ
788CA	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO
788KM	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z OTWOREM NA RZEPKĘ
790KM	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z WYJĄTKOWYMI WKŁADKAMI
941	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO
951	STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO
961	ELASTYCZNA OPASKA NA STAW KOLANOWY
968	NANOMETRYCZNY STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO
971	CERAMICZNY STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO
CT11	ORTEZA STAWU KOLANOWEGO Z LEKKĄ OSŁONĄ
CT12	REGULOWANA ORTEZA STAWU KOLANOWEGO Z LEKKĄ OSŁONĄ
CT13	OPASKA NA RZEPKĘ Z LEKKĄ OSŁONĄ
G-895XT	DOMINATE R95 X KNIT MG OPASKA NA NOGĘ
G-875XT	DOMINATE R75 X KNIT MG OPASKA NA STAW KOLANOWY
SP70XT	X KNIT STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z DODATKOWYMI PODPARCIAMI BOCZNYMI
733CAR1	COOLPRENE X STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z PIERSCIENIEM WSPIERAJĄCYM RZEPKĘ I DODATKOWYMI PODPARCIAMI BOCZNYMI
788CAR1	COOLPRENE X STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z PIERSCIENIEM WSPIERAJĄCYM RZEPKĘ
FT75CA	COOLPRENE X OPASKA NA STAW KOLANOWY
733CN	COOLPRENE STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z PIERSCIENIEM WSPIERAJĄCYM RZEPKĘ I DODATKOWYMI PODPARCIAMI BOCZNYMI
788CN	COOLPRENE STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z PIERSCIENIEM WSPIERAJĄCYM RZEPKĘ
781CN	COOLPRENE OPASKA NA RZEPKĘ
KOSTKA	
110XT	STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO 1.0
116XT	OPASKA NA STAW SKOKOWY Z MIEJSCOWYM UCISKIEM
203Z	SKARPEY UCISKOWE Z KOSTKĄ STABILIZUJĄCĄ STAW SKOKOWY
514CP	STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO
528	STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO Z PLASTYKOWYM WZMACNIENIEM
528CP	STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO
529	STABILIZATOR ŚCIEGNA ACHILLESA
597	ORTEZA STAWU SKOKOWEGO
604	STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO
634	OPASKA NA STAW SKOKOWY
650	STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO
704	STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO
704CA	STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO
728	STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO (Z PASKIEM)
728CA	STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO
729	STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO (Z SILIKONOWĄ WKŁADKĄ)
757	STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO
757CA	STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO
757KM	STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO

764	STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO
768	REGULOWANY STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO
768KM	REGULOWANY STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO
775	STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO (ZE WZMACNIENIEM I PASKIEM)
787	WYTRYMAŁA ORTEZA STAWU SKOKOWEGO
944	STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO
954	STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO
984	ELASTYCZNY STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO
989	NANOMETRYCZNY STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO
994	CERAMICZNY STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO
CT11	ORTEZA STAWU SKOKOWEGO Z LEKKĄ OSŁONĄ
CT12	REGULOWANA ORTEZA STAWU SKOKOWEGO Z LEKKĄ OSŁONĄ
757CAR1	COOLPRENE X ORTEZA STAWU SKOKOWEGO Z PASKAMI W 8
FT15CA	COOLPRENE X OPASKA NA STAW SKOKOWY Z OTWARTĄ PIĘTĄ
757CN	COOLPRENE STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO Z OTWARTĄ PIĘTĄ
768CN	COOLPRENE STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO Z TYLNYM REGULOWANYM PASKIEM
GOLEŃ	
204Z	SKARPEY UCISKOWE STABILIZUJĄCE STAW SKOKOWY
270Z	OPASKA UCISKOWA NA ŁYDKĘ
545CP	STABILIZATOR GOLENIOWY
635	OPASKA NA GOLEŃ
718	OPASKA NA GOLEŃ I ŁYDKĘ
778	STABILIZATOR GOLENIOWO-ŁYDKOWY
945	OPASKA NA GOLEŃ
955	STABILIZATOR GOLENIOWY
957	ELASTYCZNE SKARPEY STABILIZUJĄCE
CT21	ORTEZA ŁYDKI Z LEKKĄ OSŁONĄ
SLU3301Z	OPASKA UCISKOWA DO BIEGANIA NA ŁYDKĘ
G-890XT	DOMINATE R90 X KNIT MG OPASKA NA ŁYDKĘ
G-891XT	DOMINATE R91 X KNIT MG OPASKA NA ŁYDKĘ
UDO	
271Z	OPASKA UCISKOWA NA UDO
515CP	STABILIZATOR UDA
602	STABILIZATOR UDA
627	SPORTOWE SZORTY UCISKOWE
648	STABILIZATOR UDA
705	STABILIZATOR UDA
705CA	STABILIZATOR UDA
755	STABILIZATOR UDA
952	STABILIZATOR UDA
Informacje w tomto návodu se vztahuje na následující zdravotnický prostředek:	
Číslo výrobku	Název výrobku
KOLENO	
170XT	KOLENNÍ ORTEZA 1.0
171XT	KOLENNÍ ORTEZA 2.0
176XT	KOMPRESNÍ NÁVLEK NA KOLENO
272Z	KOMPRESNÍ NÁVLEK NA NOHU
507CA	CHRÁNÍC KOLENE
510CP	STABILIZÁTOR KOLENE
516CP	KOLENNÍ ORTEZA (BEZ OTVORU PRO PATELU)
518CP	KOLENNÍ ORTEZA (S OTVOREM PRO PATELU)
533CA	KOLENNÍ ORTEZA SE ZADNÍMI VÝZTUŽNÝMI PÁSKY
558CA	KOLENNÍ ORTEZA
569CP	PATELÁRNÍ ORTEZA
579CA	ORTEZA PŘI LUXACI PATELY
581	DUALNÍ PATELÁRNÍ PÁSKA
588CP	KOLENNÍ ORTEZA
601	KOLENNÍ ORTEZA
606	CHRÁNÍC KOLENE (VELIKOST PRO DOSPĚLÉ)
631	BANDAŽ NA KOLENO
639	KRÍŽOVÁ KOLENNÍ ORTEZA
641	KOLENNÍ ORTEZA
647	KOLENNÍ ORTEZA
647KM	KOLENNÍ ORTEZA
651	ELASTICKÁ BANDAŽ
667	KOLENNÍ ORTEZA
667KM	KOLENNÍ ORTEZA
706	KOLENNÍ ORTEZA (BEZ OTVORU PRO PATELU)
706CA	KOLENNÍ ORTEZA
707	STANDARDNÍ KOLENNÍ ORTEZA (BEZ OTVORU PRO PATELU)
708	STANDARDNÍ KOLENNÍ ORTEZA (S OTVOREM PRO PATELU)
708CA	KOLENNÍ ORTEZA
709	STABILIZÁTOR KOLENE
710	VÝZTUŽENÝ STABILIZÁTOR KOLENE
710A	POLYCENTRICKÝ STABILIZÁTOR PRO REHABILITACI
719CA	KOLENNÍ ORTEZA SE SILIKONOVOU VLOŽKOU
720	KOLENNÍ ORTEZA (S VERTIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ)
721	STABILIZÁTOR PATELY
733	KOLENNÍ ORTEZA S PODPĚRAMI
733CA	KOLENNÍ ORTEZA S PODPĚRAMI
733KM	KOLENNÍ ORTEZA S PODPĚRAMI
734	STABILIZÁTOR KOLENE
756	KOLENNÍ ORTEZA BEZ OTVORU PRO PATELU
756CA	KOLENNÍ ORTEZA BEZ OTVORU PRO PATELU
756KM	KOLENNÍ ORTEZA BEZ OTVORU PRO PATELU
758	KOLENNÍ ORTEZA S OTVOREM PRO PATELU
758CA	KOLENNÍ ORTEZA S OTVOREM PRO PATELU
758KM	KOLENNÍ ORTEZA S OTVOREM PRO PATELU
760	PATELÁRNÍ PÁSKA
760KM	PATELÁRNÍ PÁSKA
769	PATELÁRNÍ PÁSKA
781	PATELÁRNÍ PÁSKA
782	KOLENNÍ ORTEZA S OTVOREM PRO PATELU (S PODPĚRAMI)
788	KOLENNÍ ORTEZA S OTVOREM PRO PATELU
788CA	KOLENNÍ ORTEZA
788KM	KOLENNÍ ORTEZA S OTVOREM PRO PATELU
790KM	KOLENNÍ ORTEZA S POHYBLIVÝMI VLOŽKAMI
941	KOLENNÍ ORTEZA
951	KOLENNÍ ORTEZA
961	ELASTICKÝ NÁVLEK NA KOLENO
988	KOLENNÍ ORTEZA S NANOVRSTVOU
991	KOLENNÍ ORTEZA S KERAMICKÝMI VLÁKNY

CT11	KOLENNÍ ORTEZA S OCHRANNOU VRSTVOU
CT12	NASTAVITELNÁ KOLENNÍ ORTEZA S OCHRANNOU VRSTVOU
CT13	PATELÁRNÍ PÁSKA S OCHRANNOU VRSTVOU
G-895XT	NÁVLEK NA NOHU DOMINATE R95 X KNIT MG
G-875XT	NÁVLEK NA KOLENO DOMINATE R75 X KNIT MG
SP70XT	KOLENNÍ ORTEZA SE SPECIÁLNÍMI BOČNÍMI ORTEZÁMI X KNIT
733CAR1	KOLENNÍ ORTEZA S OTVOREM PRO PATELU COOLPRENE X A SPECIÁLNÍMI BOČNÍMI ORTEZÁMI
788CAR1	KOLENNÍ ORTEZA S OTVOREM PRO PATELU COOLPRENE X
FT75CA	NÁVLEK NA KOLENO COOLPRENE X
733CN	KOLENNÍ ORTEZA S OTVOREM PRO PATELU COOLPRENE A SPECIÁLNÍMI BOČNÍMI ORTEZÁMI
788CN	KOLENNÍ ORTEZA S OTVOREM PRO PATELU COOLPRENE
781CN	PATELÁRNÍ PÁSKA COOLPRENE
KOTNÍK	
110XT	ORTEZA KOTNÍKU 1.0
116XT	KOMPRESNÍ ORTEZA KOTNÍKU
203Z	KOMPRESNÍ ORTEZA KOTNÍKU S NÍŽKOU PONOŽKOU
514CP	ORTEZA KOTNÍKU
528CP	ORTEZA KOTNÍKU S PLASTOVOU PODPĚROU
529	ORTEZA KOTNÍKU
597	ORTEZA ACHILLOVÝ ŠLACHY
604	ORTEZA KOTNÍKU
634	BANDAŽ KOTNÍKU
650	ORTEZA KOTNÍKU
704	ORTEZA KOTNÍKU
704CA	ORTEZA KOTNÍKU
728	ORTEZA KOTNÍKU (S PÁSKEM)
728CA	ORTEZA KOTNÍKU
729	ORTEZA KOTNÍKU (SE SILIKONOVOU VLOŽKOU)
757	ORTEZA KOTNÍKU
757CA	ORTEZA KOTNÍKU
757KM	ORTEZA KOTNÍKU
764	ORTEZA KOTNÍKU
768	NASTAVITELNÁ ORTEZA KOTNÍKU
768KM	NASTAVITELNÁ ORTEZA KOTNÍKU
775	ORTEZA KOTNÍKU (S PODPĚROU A PÁSKEM)
787	VYSOCE FUNKČNÍ ORTEZA KOTNÍKU
944	ORTEZA KOTNÍKU
954	ORTEZA KOTNÍKU
964	ELASTICKÁ ORTEZA KOTNÍKU
987	ORTEZA KOTNÍKU S NANOVRSTVOU
994	ORTEZA KOTNÍKU S KERAMICKÝMI VLÁKNY
CT11	ORTEZA KOTNÍKU S OCHRANNOU VRSTVOU
CT12	NASTAVITELNÁ ORTEZA KOTNÍKU S OCHRANNOU VRSTVOU
757CAR1	VÝZTUŽ NA KOTNÍK S 5 POPRUHY DLE OBRÁZKU 8
FT15CA	NÁVLEK NA KOTNÍK S OTEVŘENOU PÁTOU COOLPRENE X
757CN	ORTEZA NA KOTNÍK S OTEVŘENOU PÁTOU COOLPRENE
768CN	ORTEZA KOTNÍKU COOLPRENE SE ZADNÍMI NASTAVITELNÝMI POPRUHEM
HOLEŇ	
204Z	KOMPRESNÍ ORTEZA KOTNÍKU S PONOŽKOU
270Z	KOMPRESNÍ HOLENNÍ NÁVLEK
545CP	HOLENNÍ ORTEZA
635	HOLENNÍ BANDAŽ
718	NÁVLEK NA HOLEŇ A LÝTKO
778	ORTEZA NA HOLEŇ A LÝTKO
945	NÁVLEK NA HOLEŇ
955	HOLENNÍ ORTEZA
957	ELASTICKÁ PODPŮRNÁ PUNČOCHA
CT11	LÝTKOVÁ ORTEZA S OCHRANNOU VRSTVOU
SLU3301Z	BEŽECKÝ KOMPRESNÍ HOLENNÍ NÁVLEK
G-890XT	NÁVLEK NA LÝTKO DOMINATE R90 X KNIT MG
G-891XT	NÁVLEK NA LÝTKO DOMINATE R91 X KNIT MG
STEHENNÍ	
271Z	STEHENNÍ KOMPRESNÍ NÁVLEK
515CP	STEHENNÍ ORTEZA
602	STEHENNÍ ORTEZA
627	KOMPRESNÍ SPORTOVNÍ ŠORTKY
648	STEHENNÍ ORTEZA
705	STEHENNÍ ORTEZA
705CA	STEHENNÍ ORTEZA
755	STEHENNÍ ORTEZA
952	STEHENNÍ ORTEZA
Informácie v týchto pokynoch sa vzťahujú na nasledujúcu zdravotnú pomôcku:	
Číslo položky	Název produktu
KOLENO	
170XT	KOLENÁ ORTEZA 1.0
171XT	KOLENÁ ORTEZA 2.0
176XT	NÁVLEK NA KOLENO NA CIELENÚ KOMPRESIU
272Z	KOMPRESNÝ NÁVLEK NA NOHU
507CA	CHRÁNÍC KOLENA
510CP	STABILIZÁTOR KOLENA
516CP	OPORA KOLENA (UZAVRETÉ KOLENNÉ JABČKO)
518CP	OPORA KOLENA (OTVORENÉ KOLENNÉ JABČKO)
533CA	OPORA KOLENA SO ZADNÝMI VÝSTUŽOVACÍMI POPRUHMI
558CA	OPORA KOLENNÉHO JABČKA
569CP	OPORA KOLENNÉHO JABČKA
579CA	SLEDOVACIA OPORA KOLENNÉHO JABČKA
581	DVOJITÝ POPRUH NA KOLENNÉ JABČKO
588CP	OPORA KOLENA
601	OPORA KOLENA
606	CHRÁNÍC KOLENA (VEĽKOSŤ PRE DOSPELÝCH)
631	BANDAŽ KOLENA
639	OPORA X KOLENA
641	OPORA KOLENA
647	OPORA KOLENA
647KM	OPORA KOLENA
651	ELASTICKÁ BANDAŽ
667	OPORA KOLENA
667KM	OPORA KOLENA
706	OPORA KOLENA (UZAVRETÉ KOLENNÉ JABČKO)

706CA	OPORA KOLENA
707	STANDARDNÁ OPORA KOLENA (UZAVRETÉ KOLENNÉ JABČKO)
708	STANDARDNÁ OPORA KOLENA (OTVORENÉ KOLENNÉ JABČKO)
708CA	OPORA KOLENA
709	STABILIZÁTOR KOLENA
710	KĽBOVÝ STABILIZÁTOR KOLENA
710A	POLYCENTRICKÝ REHABILITAČNÝ STABILIZÁTOR
719CA	OPORA KOLENA SO SILIKONOVOU PODLOŽKOU
720	OPORA KOLENA (S VERTIKÁLNOU OPOROU)
721	STABILIZÁTOR KOLENNÉHO JABČKA
733	OPORA KOLENA S VÝSTUŽAMI
733CA	OPORA KOLENA S VÝSTUŽAMI
733KM	OPORA KOLENA S VÝSTUŽAMI
734	STABILIZÁTOR KOLENA
756	OPORA KOLENA SO ZATVORENÝM KOLENNÝM JABČKOM
756CA	OPORA KOLENA SO ZATVORENÝM KOLENNÝM JABČKOM
756KM	OPORA KOLENA SO ZATVORENÝM KOLENNÝM JABČKOM
758	OPORA KOLENA S OTVORENÝM KOLENNÝM JABČKOM
758CA	OPORA KOLENA S OTVORENÝM KOLENNÝM JABČKOM
758KM	OPORA KOLENA S OTVORENÝM KOLENNÝM JABČKOM
760	POPURH NA KOLENNÉ JABČKO
760KM	POPURH NA KOLENNÉ JABČKO
769	ORTEZA NA KOLENNÉ JABČKO
781	POPURH NA KOLENNÉ JABČKO
782	OPORA KOLENA S OTVORENÝM KOLENNÝM JABČKOM (S VÝSTUŽAMI)
788	OPORA KOLENA S OTVORENÝM KOLENNÝM JABČKOM
788CA	OPORA KOLENA
788KM	OPORA KOLENA S OTVORENÝM KOLENNÝM JABČKOM
790KM	OPORA KOLENA S POHYBLIVÝM POLSTROVANÍM
941	OPORA KOLENA
951	OPORA KOLENA
961	ELASTICKÝ NÁVLEK NA KOLENO
988	NANOMETRICKÁ OPORA KOLENA
991	KERAMICKÁ OPORA KOLENA
CT11	KOLENNÁ ORTEZA S LAHKOU OCHRANOU
CT12	PASTANTELNA KOLENNÁ ORTEZA S LAHKOU OCHRANOU
CT13	ORTEZA NA POPURH NA KOLENNÉ JABČKO
G-895XT	DOMINATE R95 X KNIT MG NÁVLEK NA NOHU
G-875XT	DOMINATE R75 X KNIT MG NÁVLEK NA NOHU
SP70XT	X KNIT OPORA KOLENA S EXTRA BOČNÝMI OPORAMI
733CAR1	COOLPRENE X OPORA KOLENA S PODPORNÝM KRUHOM KOLENNÉHO JABČKA
788CAR1	COOLPRENE X OPORA KOLENA S PODPORNÝM KRUHOM KOLENNÉHO JABČKA
FT75CA	COOLPRENE X NÁVLEK NA KOLENO
733CN	COOLPRENE OPORA KOLENA S PODPORNÝM KRUHOM KOLENNÉHO JABČKA
788CN	COOLPRENE OPORA KOLENA S PODPORNÝM KRUHOM KOLENNÉHO JABČKA
781CN	COOLPRENE POPURH NA KOLENNÉ JABČKO
ČLENOK	
110XT	OPORA ČLENKA 1.0
116XT	NÁVLEK NA ČLENOK NA CIELENÚ KOMPRESIU
203Z	KOMPRESNÉ STVÍTKOVÉ PONOŽKY PRE OPORU ČLENKA
514CP	OPORA ČLENKA
528CP	OPORA ČLENKA S PLASTOVOU VÝSTUŽOU
529	OPORA ČLENKA
597	OPORA ACHILLOVEJ PÄTY
604	ČLENKOVÁ ORTEZA
634	OPORA ČLENKA
650	ČLENKOVÁ BANDAŽ
704	OPORA ČLENKA
704CA	OPORA ČLENKA
728	OPORA ČLENKA (S POPRUHOM)
728CA	OPORA ČLENKA
729	OPORA ČLENKA (SO SILIKONOVOU PODLOŽKOU)
757	OPORA ČLENKA
757CA	OPORA ČLENKA
757KM	OPORA ČLENKA
764	OPORA ČLENKA
768	NASTAVITELNÁ OPORA ČLENKA
768KM	NASTAVITELNÁ OPORA ČLENKA
775	OPORA ČLENKA (S VÝSTUŽOU A POPRUHOM)
787	VYSOKÝCHYNNÁ ČLENKOVÁ ORTEZA
944	OPORA ČLENKA
954	OPORA ČLENKA
964	ELASTICKÁ OPORA ČLENKA
984	NANOMETRICKÁ OPORA ČLENKA
994	KERAMICKÁ OPORA ČLENKA
CT11	ORTEZA NA ČLENOK S LAHKOU OCHRANOU
CT12	NASTAVITELNÁ ORTEZA NA ČLENOK S LAHKOU OCHRANOU
733CAR1	COOLPRENE X ČLENKA NA ČLENOK PRUHM V TVARE 8
FT15CA	COOLPRENE X NÁVLEK NA ČLENOK S OTVORENOU PÁTOU
757CN	COOLPRENE OPORA ČLENKA S OTVORENOU PÁTOU
768CN	COOLPRENE OPORA ČLENKA SO ZADNÝMI NASTAVITELNÝMI PRUHMOM
HOLENNÁ KOSŤ	
204Z	KOMPRESNÝ PONOŽKY PRE OPORU ČLENKA
270Z	KOMPRESNÝ NÁVLEK NA LÝTKO
545CP	OPORA HOLENNÉJ KOSTI
635	BANDAŽ HOLENNÉJ KOSTI
718	NÁVLEK NA HOLENNÚ KOSŤ A LÝTKO
778	OPORA HOLENNÉJ KOSTI A LÝTKA
945	NÁVLEK NA HOLENNÚ KOSŤ
955	